

PL - Podkolanówki uciskowe

Instrukcja użytkowania: Podkolanówki uciskowe należy zakładać na czyste, suche stopy. Przed zastosowaniem skarpet uciskowych należy skonsultować się z lekarzem, aby upewnić się, że nie ma przeciwwskazań do ich użytkowania. Nie należy nosić skarpet uciskowych w nocy. Skarpety uciskowe nie powinny być noszone przez okres dłuższy niż sześć godzin.

Ostrzeżenia: Nie stosować na zranioną, posiniaczoną lub w inny sposób uszkodzoną skórę. W przypadku wystąpienia zaczerwienienia, podrażnienia lub dyskomfortu należy natychmiast zdjąć podkolanówki. Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan produktu i nie używać go, jeśli jest uszkodzony. Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych i nie jest zabawką. Plastikowe opakowania mogą być niebezpieczne dla dzieci, dlatego w celu uniknięcia ryzyka uduszenia należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i niemowląt.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRANIA: Prać ręcznie. Nie używać wybielaczy. Suszyć rozwieszone. Nie prasować. Nie czyścić chemicznie.

EN - Compression Knee-High Socks

Usage Instructions: Compression knee-high socks should be worn on clean, dry feet. Before use, consult a doctor to ensure there are no contraindications. Do not wear compression socks at night. They should not be worn for more than six hours.

Warnings: Do not use on injured, bruised, or otherwise damaged skin. If redness, irritation, or discomfort occurs, remove immediately. Check the product before each use and do not use if damaged. For adult use only. This is not a toy. Plastic packaging may be dangerous for children; to avoid the risk of suffocation, keep out of reach of children and infants.

WASHING INSTRUCTIONS: Hand wash. Do not bleach. Hang to dry. Do not iron. Do not dry-clean.

EE - Kompressioonpõlvikud

Kasutusjuhised: Kompressioonpõlvikuid tuleb kanda puhaste ja kuivade jalgade peal. Enne kasutamist konsulteerige arstiga, et veenduda vastunäidustuste puudumisest. Ärge kandke öösel. Neid ei tohi kanda kauem kui kuus tundi.

Hoiatused: Ärge kasutage vigastatud, sinikates või muul viisil kahjustatud nahal. Punetuse, ärrituse või ebamugavuse tekkimisel eemaldage kohe. Kontrollige toodet enne iga kasutuskorda ja ärge kasutage, kui see on kahjustatud. Ainult täiskasvanutele. Toode ei ole mänguasi. Plastikpakendid võivad olla lastele ohtlikud; lämbumisohtu vältimiseks hoidke lastele ja imikutele kättesaamatus kohas.

PESUJUHEND: Pesta käsitsi. Ärge kasutage valgendajat. Kuivatada riputatult. Ärge triikige. Ärge keemiliselt puhastage.

LT - Kompresinės kojinės iki kelių

Naudojimo instrukcija: Kompresinės kojines reikia mūvėti ant švarių, sausų pėdų. Prieš naudojimą pasitarkite su gydytoju, kad įsitikintumėte, jog nėra kontraindikacijų. Nenaudoti naktį. Negalima dėvėti ilgiau nei šešias valandas.

Įspėjimai: Nenaudoti ant sužeistos, sumuštos ar kitaip pažeistos odos. Atsiradus paraudimui, sudirginimui ar diskomfortui, nedelsiant nuimti. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite produkto būklę ir nenaudokite, jei jis yra pažeistas. Tik suaugusiesiems. Produktas nėra žaislas. Plastikinė pakuotė gali būti pavojinga vaikams; siekiant išvengti uždusimo, laikyti vaikams ir kūdikiams nepasiekiamoje vietoje.

SKALBIMO INSTRUKCIJA: Plauti rankomis. Nenaudoti baliklio. Džiovinti pakabinus. Nelyginti. Nevalyti cheminiu būdu.

LV - Kompresijas pusgarās zeķes

Lietošanas instrukcija: Kompresijas pusgarās zeķes jāvalkā uz tīrām, sausām pēdām. Pirms lietošanas jākonsultējas ar ārstu, lai pārliecinātos, ka nav kontraindikāciju. Nelietot naktī. Nedrīkst nēsāt ilgāk par sešām stundām.

Brīdinājumi: Nelietot uz ievainotās, sasistas vai citādi bojātas ādas. Ja parādās apsārtums, kairinājums vai diskomforts, nekavējoties noņemt. Pirms katras lietošanas pārbaudiet izstrādājuma stāvokli un nelietojiet, ja tas ir bojāts. Tikai pieaugušajiem. Produkts nav rotaļlieta. Plastmasas iepakojums var būt bīstams bērniem; lai izvairītos no nosmakšanas riska, turēt bērniem un zīdaiņiem nepieejamā vietā.

MAZGĀŠANAS INSTRUKCIJA: Mazgāt ar rokām. Nelietot balinātāju. Žāvēt pakarinot. Negludināt. Neķīmiski tīrīt.

DE - Kompressions-Kniestrümpfe

Gebrauchsanweisung: Kompressionskniestrümpfe sollten auf saubere, trockene Füße gezogen werden. Vor der Anwendung einen Arzt konsultieren, um sicherzustellen, dass keine Gegenanzeigen vorliegen. Nicht nachts tragen. Nicht länger als sechs Stunden tragen.

Warnhinweise: Nicht auf verletzter, geprellter oder anderweitig beschädigter Haut verwenden. Bei Rötung, Reizung oder Unbehagen sofort ausziehen. Vor jeder Verwendung den Zustand des Produkts prüfen und nicht verwenden, wenn es beschädigt ist. Nur für Erwachsene. Kein Spielzeug. Kunststoffverpackungen können für Kinder gefährlich sein; zur Vermeidung von Ersticken Gefahr außerhalb der Reichweite von Kindern und Säuglingen aufbewahren.

WASCHANLEITUNG: Handwäsche. Kein Bleichmittel verwenden. Zum Trocknen aufhängen. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen.

CZ - Kompresní podkolenky

Návod k použití: Kompresní podkolenky navlékejte na čisté, suché nohy. Před použitím se poraďte s lékařem, abyste se ujistili, že neexistují kontraindikace. Nenoste v noci. Nenoste déle než šest hodin.

Varování: Nepoužívejte na poraněnou, pohmožděnou nebo jinak poškozenou kůži. Při zarudnutí, podráždění nebo nepohodlí okamžitě sundejte. Před

každým použitím zkontrolujte stav výrobku a nepoužívejte, pokud je poškozen. Pouze pro dospělé. Není hračka. Plastové obaly mohou být nebezpečné pro děti; aby nedošlo k riziku udušení, uchovávejte mimo dosah dětí a kojenců.

NÁVOD NA PRÁNÍ: Prát ručně. Nepoužívat bělidlo. Sušit zavěšené. Nežehlit. Nečistit chemicky.

SK - Kompresné podkolienky

Návod na použitie: Kompresné podkolienky si oblečte na čisté, suché nohy. Pred použitím sa poraďte s lekárom, aby ste sa uistili, že neexistujú kontraindikácie. Nenoste v noci. Nenoste dlhšie ako šesť hodín.

Upozornenia: Nepoužívajte na poranenú, zmodranú alebo inak poškodenú pokožku. Pri začervenaní, podráždení alebo diskomforte ich okamžite zložte. Pred každým použitím skontrolujte stav produktu a nepoužívajte, ak je poškodený. Len pre dospelých. Nie je hračka. Plastové obaly môžu byť nebezpečné pre deti; aby sa predišlo riziku udusenía, uchováajte mimo dosahu detí a dojčiat.

NÁVOD NA PRANIE: Prať ručne. Nepoužívať bielinu. Sušiť zavesené. Nežehliť. Nečistiť chemicky.

HU - Kompressziós térdharisnya

Használati utasítás: A kompressziós térdharisnyát tiszta, száraz lábra kell felhúzni. Használat előtt konzultáljon orvosával, hogy megbizonyosodjon arról, nincs ellenjavallat. Ne viselje éjszaka. Ne viselje hat óránál tovább.

Figyelmeztetések: Ne használja sérült, véralfutásos vagy más módon károsodott bőrön. Ha bőrpír, irritáció vagy kellemetlenség jelentkezik, azonnal vegye le. Minden használat előtt ellenőrizze a termék állapotát, és ne használja, ha sérült. Csak felnőtteknek. Nem játék. A műanyag csomagolás veszélyes lehet gyermekek számára; a fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa gyermekektől és csecsemőktől távol.

MOSÁSI UTASÍTÁS: Kézzel mosható. Ne használjon fehérítőt. Akasztva szárítsa. Ne vasalja. Ne tisztítsa vegyileg.

RO - Ciorapi compresivi până la genunchi

Instrucțiuni de utilizare: Ciorapii compresivi până la genunchi trebuie purtați pe picioare curate și uscate. Înainte de utilizare, consultați medicul pentru a vă asigura că nu există contraindicații. Nu purtați noaptea. Nu purtați mai mult de șase ore.

Avertismente: Nu utilizați pe piele rănită, vânătă sau deteriorată. Dacă apare roșeață, iritație sau disconfort, îndepărtați imediat. Verificați starea produsului înainte de fiecare utilizare și nu utilizați dacă este deteriorat. Doar pentru adulți. Produsul nu este o jucărie. Ambalajul din plastic poate fi periculos pentru copii; pentru a evita riscul de sufocare, păstrați-l departe de copii și sugari.

INSTRUCȚIUNI DE SPĂLARE: Spălați manual. Nu folosiți înălbitor. Uscați atârând. Nu călcați. Nu curățați chimic.

BG - Компресионни чорапи до коляното

Инструкции за употреба: Компресионните чорапи до коляното трябва да се носят на чисти, сухи крака. Преди употреба се консултирайте с лекар, за да се уверите, че няма противопоказания. Не носете през нощта. Не носете повече от шест часа.

Предупреждения: Не използвайте върху наранена, посинена или по друг начин увредена кожа. При поява на зачервяване, раздразнение или дискомфорт свалете веднага. Проверявайте състоянието на продукта преди всяка употреба и не използвайте, ако е повреден. Само за възрастни. Не е играчка. Пластмасовите опаковки могат да бъдат опасни за деца; за да избегнете риск от задушаване, дръжте далеч от деца и бебета.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРАНЕ: Перете на ръка. Не използвайте белина. Сушете на въздух. Не гладете. Не почиствайте химически.

FI - Kompressiosukat polveen asti

Käyttöohje: Kompressiosukkaa tulee käyttää puhtaisiin, kuiviin jalkoihin. Ennen käyttöä ota yhteys lääkäriin varmistaaksesi, ettei ole vasta-aiheita. Älä käytä yöllä. Älä käytä yli kuutta tuntia.

Varoitukset: Älä käytä vahingoittuneella, mustelmilla tai muuten vaurioituneella iholla. Jos ilmenee punoitusta, ärsytystä tai epämukavuutta, poista heti. Tarkista tuotteen kunto ennen jokaista käyttöä äläkä käytä, jos se on viallinen. Vain aikuisille. Ei lelu. Muovipakkaukset voivat olla vaarallisia lapsille; tukehtumisvaaran välttämiseksi säilytä lasten ja vauvojen ulottumattomissa.

PESUOHJE: Pese käsin. Älä käytä valkaisuainetta. Kuivaa ripustettuna. Älä silitä. Älä pese kemiallisesti.