

Polska (Polski):

Stabilizator barku.

SPOSÓB UŻYCIA: Przełóż pasek przez przelotkę zapięcia i zapnij rzep przed umieszczeniem na ramieniu. Następnie owiń pasek poprzeczny pod przeciwległym ramieniem, zapinając rzep na środku klatki piersiowej. Wyreguluj wszystkie paski, dostosowując je do żądanej pozycji. Unikaj zbyt mocnego zapięcia, aby nie wystąpił dyskomfort. Następnie wyreguluj podkładkę dociskową na ramieniu, starając się, aby była precyzyjnie dopasowana do anatomicznych krzywizn. Jeśli to możliwe, upewnij się, że obszar podparty przez stabilizator jest odpowiednio uniesiony i odciążony, aby zminimalizować ryzyko dalszych urazów. Zaleca się kontrolę barku co 15 minut. W razie pojawienia się zaczerwienienia, podrażnienia lub dyskomfortu należy natychmiast zdjąć stabilizator. Jeśli ból barku utrzymuje się, konieczne jest uzyskanie prawidłowej diagnozy od lekarza w celu dostosowania dalszego postępowania.

OSTRZEŻENIE: Nie używać stabilizatora podczas snu, w pobliżu źródeł ciepła oraz w trakcie ćwiczeń. Nie należy wywierać dodatkowego nacisku na stabilizator. Należy upewnić się, że zapewniona jest odpowiednia cyrkulacja powietrza wokół stabilizatora. W razie wystąpienia zmian koloru skóry, należy natychmiast przerwać stosowanie. Nie nadaje się do użytku przez dzieci, osoby starsze oraz niezdolne do samodzielnej obsługi stabilizatora. Nie używać na podrażnioną lub uszkodzoną skórę. Nie używać produktu w połączeniu z kremami zaaplikowanymi na skórę lub w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów, słabego krążenia, uszkodzenia nerwów, zaburzeń sensorycznych, chorób skórnych, zaburzeń naczyniowych (Choroba Raynaud'a), cukrzycy lub ciąży. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie używać stabilizatora w przypadku alergii na lateks. Produkt zawiera naturalną gumę lateksową, która może powodować reakcję alergiczną skóry.

WAŻNE: Aby ułatwić przepływ krwi, stabilizator należy zdejmować na co najmniej 10 minut 3 razy dziennie. Plastikowe opakowania mogą być niebezpieczne. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, należy trzymać je poza zasięgiem dzieci i niemowląt.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRANIA: Prać ręcznie. Nie używać wybielaczy. Suszyć rozwieszone. Nie prasować. Nie czyścić chemicznie.

MATERIAŁ: 75% Neopren, 25% Poliester.

England (Angielski):

Shoulder Stabilizer.

USAGE INSTRUCTIONS: Thread the strap through the closure loop and secure the hook-and-loop fastener before placing it on the shoulder. Then wrap the cross strap under the opposite shoulder, fastening it in the center of the chest. Adjust all straps to the desired position. Avoid overtightening to prevent discomfort. Next, adjust the compression pad on the shoulder, ensuring it is precisely aligned with the anatomical curves. If possible, make sure the area supported by the stabilizer is properly elevated and relieved to minimize the risk of further injury. It is recommended to check the shoulder every 15 minutes. If redness, irritation, or discomfort occurs, immediately remove the stabilizer. If shoulder pain persists, obtaining a proper diagnosis from a

doctor is essential to determine the next steps.

WARNING: Do not use the stabilizer during sleep, near heat sources, or while exercising. Do not apply additional pressure to the stabilizer. Ensure proper air circulation around the stabilizer. If skin discoloration occurs, discontinue use immediately. Not suitable for children, elderly individuals, or those unable to operate the stabilizer independently. Do not use on irritated or damaged skin. Do not use the product in conjunction with creams applied to the skin or in cases of rheumatoid arthritis, poor circulation, nerve damage, sensory disorders, skin diseases, vascular disorders (Raynaud's disease), diabetes, or pregnancy. For external use only. Do not use the stabilizer if allergic to latex. The product contains natural latex rubber, which may cause allergic skin reactions.

IMPORTANT: To facilitate blood flow, the stabilizer should be removed for at least 10 minutes three times a day. Plastic packaging can be dangerous. To avoid the risk of suffocation, keep it out of reach of children and infants.

WASHING INSTRUCTIONS: Hand wash only. Do not bleach. Line dry. Do not iron. Do not dry clean.

MATERIAL: 75% Neoprene, 25% Polyester.

Deutschland (Niemiecki):

Schulterstabilisator.

ANWENDUNG: Führen Sie den Gurt durch die Verschlusschleife und befestigen Sie den Klettverschluss, bevor Sie den Stabilisator auf die Schulter legen. Wickeln Sie dann den Querträger unter die gegenüberliegende Schulter und befestigen Sie den Klettverschluss in der Mitte der Brust. Passen Sie alle Gurte an die gewünschte Position an. Vermeiden Sie zu festes Anziehen, um Unbehagen zu vermeiden. Stellen Sie anschließend das Kompressionspolster auf der Schulter so ein, dass es genau an die anatomischen Kurven angepasst ist. Wenn möglich, stellen Sie sicher, dass der Bereich, der vom Stabilisator gestützt wird, angemessen angehoben und entlastet ist, um das Risiko weiterer Verletzungen zu minimieren. Es wird empfohlen, die Schulter alle 15 Minuten zu überprüfen. Bei Rötungen, Reizungen oder Unbehagen den Stabilisator sofort abnehmen. Wenn die Schulterschmerzen anhalten, ist eine korrekte Diagnose durch einen Arzt erforderlich, um die weiteren Schritte festzulegen.

WARNHINWEIS: Verwenden Sie den Stabilisator nicht während des Schlafens, in der Nähe von Wärmequellen oder während des Trainings. Üben Sie keinen zusätzlichen Druck auf den Stabilisator aus. Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation um den Stabilisator. Brechen Sie die Anwendung ab, wenn Hautverfärbungen auftreten. Nicht geeignet für Kinder, ältere Menschen oder Personen, die den Stabilisator nicht selbstständig bedienen können. Nicht auf gereizter oder beschädigter Haut verwenden. Verwenden Sie das Produkt nicht zusammen mit Cremes, die auf die Haut aufgetragen wurden, oder bei rheumatoider Arthritis, schlechter Durchblutung, Nervenschäden, sensorischen Störungen, Hauterkrankungen, Gefäßerkrankungen (Raynaud-Syndrom), Diabetes oder während der Schwangerschaft. Nur zur äußeren Anwendung. Verwenden Sie den Stabilisator nicht, wenn Sie allergisch gegen Latex sind. Das Produkt enthält Naturlatexgummi, der allergische Hautreaktionen hervorrufen kann.

WICHTIG: Um die Durchblutung zu erleichtern, sollte der Stabilisator dreimal täglich für mindestens 10 Minuten abgenommen werden. Kunststoffverpackungen können gefährlich sein. Halten Sie sie von Kindern und Säuglingen fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

WASCHHINWEISE: Handwäsche. Kein Bleichmittel verwenden. Aufhängen zum Trocknen. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen.

MATERIAL: 75% Neopren, 25% Polyester.

Česko (Czeski):

Stabilizátor ramene.

POUŽITÍ: Protáhněte pásek přezkou a zapněte suchý zip před nasazením na rameno. Poté obtočte křížový pásek pod protilehlým ramenem a zapněte suchý zip uprostřed hrudníku. Upravte všechny pásy do požadované polohy. Vyhněte se příliš těsnému utažení, abyste předešli nepohodlí. Následně upravte kompresní polštářek na rameni tak, aby přesně odpovídal anatomickým křivkám. Pokud je to možné, zajistěte, aby oblast podepřená stabilizátorem byla dostatečně zvednutá a odlehčená, aby se minimalizovalo riziko dalších zranění. Doporučuje se kontrolovat rameno každých 15 minut. Při zarudnutí, podráždění nebo nepohodlí okamžitě sundejte stabilizátor. Pokud bolest ramene přetrvává, je nezbytné získat správnou diagnózu od lékaře, aby bylo možné upravit další postup.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte stabilizátor během spánku, v blízkosti zdrojů tepla nebo při cvičení. Nevývíjejte na stabilizátor další tlak. Zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu kolem stabilizátoru. Pokud dojde ke změnám barvy pokožky, okamžitě přestaňte produkt používat. Není vhodné pro děti, starší osoby nebo ty, kteří nejsou schopni stabilizátor samostatně obsluhovat. Nepoužívejte na podrážděnou nebo poškozenou pokožku. Nepoužívejte produkt ve spojení s krémy nanesenými na pokožku nebo při revmatoidní artritidě, špatném krevním oběhu, poškození nervů, smyslových poruchách, kožních chorobách, cévních onemocněních (Raynaudova choroba), cukrovce nebo těhotenství. Pouze pro vnější použití. Nepoužívejte stabilizátor, pokud jste alergičtí na latex. Produkt obsahuje přírodní latexovou gumu, která může způsobit alergické reakce na pokožce.

DŮLEŽITÉ: Pro usnadnění průtoku krve by měl být stabilizátor sejmut alespoň na 10 minut třikrát denně. Plastové obaly mohou být nebezpečné. Aby se předešlo riziku udušení, uchovávejte je mimo dosah dětí a kojenců.

POKYNY K PRANÍ: Ruční praní. Nepoužívejte bělidlo. Sušte zavěšené. Nežehlete. Nečistěte chemicky.

MATERIÁL: 75 % neopren, 25 % polyester.

Slovensko (Słowacki):

Stabilizátor ramena.

POUŽITIE: Preveďte popruh cez pracku a zapnite suchý zips pred umiestnením na rameno. Potom omotajte priečny popruh pod opačné rameno a zapnite suchý zips v strede hrudníka. Nastavte všetky popruhy do požadovanej polohy. Vyhnite sa príliš pevnému zapnutiu, aby ste predišli nepohodliu. Následne upravte kompresnú podložku na rameno tak, aby presne kopírovala anatomické krivky. Ak je to možné, uistite sa, že oblasť podporená stabilizátorom je dostatočne zdvihnutá a odľahčená, aby sa minimalizovalo riziko ďalších zranení. Odporúča sa kontrolovať rameno každých 15 minút. V prípade začervenania, podráždenia alebo nepohodlia okamžite zložte stabilizátor. Ak bolesť ramena pretrváva, je nevyhnutné získať správnu diagnózu od lekára na úpravu ďalšieho postupu.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte stabilizátor počas spánku, v blízkosti zdrojov tepla alebo pri cvičení. Nevyvíjajte na stabilizátor dodatočný tlak. Zabezpečte dostatočné prúdenie vzduchu okolo stabilizátora. Ak dôjde k zmene farby pokožky, okamžite prerušte používanie. Nevhodné pre deti, staršie osoby a tých, ktorí nie sú schopní stabilizátor samostatne obsluhovať. Nepoužívajte na podráždenú alebo poškodenú pokožku. Nepoužívajte produkt v kombinácii s krémami nanesenými na pokožku alebo pri reumatoidnej artritíde, slabom krvnom obeh, poškodení nervov, zmyslových poruchách, kožných ochoreniach, cievnych ochoreniach (Raynaudova choroba), cukrovke alebo počas tehotenstva. Len na vonkajšie použitie. Nepoužívajte stabilizátor, ak ste alergickí na latex. Produkt obsahuje prírodný latex, ktorý môže spôsobiť alergické reakcie na pokožke.

DÔLEŽITÉ: Aby sa uľahčil prietok krvi, stabilizátor by sa mal zložiť na najmenej 10 minút trikrát denne. Plastové obaly môžu byť nebezpečné. Aby sa predišlo riziku udusenía, uchovávajte ich mimo dosahu detí a dojčiat.

POKYNY NA PRANIE: Ručné pranie. Nepoužívajte bielidlo. Sušte zavesené. Nežehlite. Nečistite chemicky.

MATERIÁL: 75 % neoprén, 25 % polyester.

Lietuva (Litewski):

Pečių stabilizatorius.

NAUDOJIMAS: Praveskite dirželį per sagtį ir pritvirtinkite „Velcro“ užsegimą prieš uždedant ant peties. Tada apvyniokite kryžminį dirželį po priešingu petimi ir pritvirtinkite užsegimą krūtinės viduryje. Sureguliuokite visus dirželius iki norimos padėties. Venkite per stipriai suveržti, kad išvengtumėte diskomforto. Tuomet sureguliuokite spaudimo pagalvėlę ant peties, kad ji tiksliai atitiktų anatomines kreives. Jei įmanoma, įsitinkinkite, kad stabilizatoriaus palaikoma sritis yra tinkamai pakelta ir atlaisvinta, kad sumažėtų tolesnės traumos rizika. Rekomenduojama tikrinti petį kas 15 minučių. Jei atsiranda paraudimas, sudirginimas ar diskomfortas, nedelsdami nuimkite stabilizatorių. Jei peties skausmas išlieka, svarbu gauti tinkamą diagnozę iš gydytojo ir pritaikyti tolesnį gydymą.

ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite stabilizatoriaus miego metu, šalia šilumos šaltinių ar mankštinantis. Nevykdyskite papildomo spaudimo stabilizatoriui. Užtikrinkite tinkamą

oro cirkuliaciju aplink stabilizatoru. Jei atsiranda odos spalvos pokyčių, nedelsdami nutraukite naudojimą. Netinka vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms ir tiems, kurie negali stabilizatoriaus naudoti savarankiškai. Nenaudokite ant sudirgusios ar pažeistos odos. Nenaudokite kartu su odos kremais ar sergant reumatoidiniu artritu, bloga kraujotaka, nervų pažeidimais, jutimo sutrikimais, odos ligomis, kraujagyslių ligomis (Reino liga), diabetu ar nėštumo metu. Tik išoriniam naudojimui. Nenaudokite stabilizatoriaus, jei esate alergiški lateksui. Produktas turi natūralaus latekso gumos, kuri gali sukelti alergines reakcijas.

SVARBU: Norint palengvinti kraujotaką, stabilizatorių reikėtų nuimti bent 10 minučių tris kartus per dieną. Plastikinės pakuotės gali būti pavojingos. Kad išvengtumėte uždegimo rizikos, laikykite jas toliau nuo vaikų ir kūdikių.

SKALBIMO INSTRUKCIJOS: Skalbti rankomis. Nenaudoti baliklio. Džiovinti tik ore. Nelyginti. Nevalyti cheminiu būdu.

MEDŽIAGA: 75 % neopreno, 25 % poliesterio.

Latvija (Ļotewski):

Plecu stabilizators.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: Izveriet siksnu caur aizdares cilpu un piestipriniet to ar Velcro pirms stabilizatora uzlikšanas uz pleca. Pēc tam aptiniet šķērsvirziena siksnu zem pretējā pleca un piestipriniet to krūškurvja vidū. Pielāgojiet visas siksas vēlamajā pozīcijā. Izvairieties no pārāk stingras pievilkšanas, lai neradītu diskomfortu. Pēc tam noregulējiet spiediena spilventiņu uz pleca, lai tas precīzi atbilstu anatomiskajām izliekumiem. Ja iespējams, pārlieciniet, ka stabilizatora atbalstītā zona ir pienācīgi pacelta un atbrīvota, lai samazinātu turpmāko traumu risku. Ieteicams plecu pārbaudīt ik pēc 15 minūtēm. Ja parādās apsārtums, kairinājums vai diskomforts, nekavējoties noņemiet stabilizatoru. Ja plecu sāpes saglabājas, svarīgi iegūt pareizu diagnozi no ārsta, lai pielāgotu turpmāko ārstēšanu.

BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet stabilizatoru miega laikā, siltuma avotu tuvumā vai vingrojot. Neizdariet papildu spiedienu uz stabilizatoru. Nodrošiniet pienācīgu gaisa cirkulāciju ap stabilizatoru. Ja parādās ādas krāsas izmaiņas, nekavējoties pārtrauciet lietošanu. Nav piemērots bērniem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un tiem, kas nespēj stabilizatoru lietot patstāvīgi. Nelietojiet uz kairinātas vai bojātas ādas. Nelietojiet kopā ar krēmiem, kas uzklāti uz ādas, vai ja Jums ir reimatoīdais artrīts, slikta asinsrite, nervu bojājumi, jušanas traucējumi, ādas slimības, asinsvadu slimības (Reino slimība), diabēts vai grūtniecība. Tikai ārējai lietošanai. Nelietojiet stabilizatoru, ja esat alergisks pret lateksu. Produkts satur dabīgu lateksu, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas.

SVARĪGI: Asins plūsmas uzlabošanai stabilizatoru ieteicams noņemt vismaz 10 minūtes trīs reizes dienā. Plastmasas iepakojums var būt bīstams. Lai izvairītos no nosmakšanas riska, turiet to bērniem un zīdaiņiem nepieejamā vietā.

MAZGĀŠANAS INSTRUKCIJA: Mazgājiet ar rokām. Nelietojiet balinātājus. Žāvējiet, izkarinot. Negludiniet. Neizmantojiet ķīmisko tīrīšanu.

MATERIĀLS: 75 % neoprēns, 25 % poliesters.

Eesti (Estonian):

Õlatugi.

KASUTUSJUHEND: Tõmmake rihm läbi kinnituslingi ja kinnitage Velcro enne stabilisaatori õlale panemist. Seejärel mähkige ristrihm vastassuuna õla alt ja kinnitage Velcro rinnaku keskel. Kohandage kõik rihmad soovitud asendisse. Vältige liiga tihedat kinnitamist, et vältida ebamugavust. Seejärel reguleerige õlal olevat survepadja, et see sobituks täpselt anatoomiliste kumerustega. Kui võimalik, veenduge, et stabilisaatori toetatud ala oleks piisavalt tõstetud ja vabastatud, et vähendada edasise vigastuse ohtu. Soovitatav on kontrollida õlga iga 15 minuti järel. Kui ilmneb punetus, ärritus või ebamugavustunne, eemaldage stabilisaator kohe. Kui õlavalu püsib, on oluline saada õige diagnoos arstilt, et määrata edasised sammud.

HOIATUS: Ärge kasutage stabilisaatorit une ajal, soojusallikate läheduses ega treeningu ajal. Ärge avaldage stabilisaatorile täiendavat survet. Tagage stabilisaatori ümber piisav õhuringlus. Kui ilmnevad naha värvimuutused, lõpetage kohe kasutamine. Ei sobi lastele, eakatele ega neile, kes ei saa stabilisaatorit iseseisvalt kasutada. Ärge kasutage ärritunud või kahjustatud nahal. Ärge kasutage toodet koos nahale kantavate kreemidega ega reumatoidartriidi, halva vereringe, närvikahjustuste, tundlikkushäirete, nahahaiguste, veresoonkonnahaiguste (Raynaud' tõbi), diabeedi või raseduse korral. Ainult välispidiseks kasutamiseks. Ärge kasutage stabilisaatorit, kui olete lateksi suhtes allergiline. Toode sisaldab looduslikku latekskummi, mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

TÄHTIS: Vereringe parandamiseks tuleks stabilisaator eemaldada vähemalt 10 minutiks kolm korda päevas. Plastpakendid võivad olla ohtlikud. Lämpumisohtude vältimiseks hoidke neid laste ja imikute eest eemal.

PESEMISJUHEND: Peske käsitsi. Ärge kasutage pleegitajat. Kuivatage riputades.

Ärge triikige. Ärge kasutage keemilist puhastust.

MATERJAL: 75% neopreen, 25% polüester.

Suomi (Finnish):

Olkatuki.

KÄYTTÖOHJE: Vie hihna soljen läpi ja kiinnitä Velcro ennen tuen asettamista olkapäälle. Kiedo ristihihna vastakkaisen olkapään alta ja kiinnitä se rintakehän keskelle. Säädä kaikki hihnat haluttuun asentoon. Vältä liian tiukkaa kiristämistä epämukavuuden välttämiseksi. Säädä sitten olkapäällä oleva puristustyyny siten, että se sopii tarkasti anatomisiin kaariin. Jos mahdollista, varmista, että tuki nostaa ja vapauttaa tuettavan alueen riittävästi, jotta vähennät lisävammojen riskiä.

Suositellaan tarkastamaan olkapää 15 minuutin välein. Jos punoitusta, ärsytystä tai epämukavuutta ilmenee, poista tuki välittömästi. Jos olkapääkivut jatkuvat, on tärkeää saada oikea diagnoosi lääkäriltä jatkotoimenpiteiden määrittämiseksi.

VAROITUS: Älä käytä tukea nukkuessasi, lämmönlähteiden lähellä tai harjoittellessasi.

Älä kohdistaa ylimääräistä painetta tukeen. Varmista, että tuen ympärillä on riittävä ilmanvaihto. Jos ihon väri muuttuu, lopeta käyttö välittömästi. Ei sovellu lapsille, vanhuksille tai henkilöille, jotka eivät voi käyttää tukea itsenäisesti. Älä käytä ärtyneellä tai vaurioituneella iholla. Älä käytä tuotetta yhdessä iholle levitettävien

voiteiden kanssa tai reumataudin, huonon verenkierron, hermovaurioiden, tuntoaistihäiriöiden, ihosairauksien, verisuonisairauksien (Raynaud'n tauti), diabeteksen tai raskauden aikana. Vain ulkoiseen käyttöön. Älä käytä tukea, jos olet allerginen lateksille. Tuote sisältää luonnonkumilateksia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

TÄRKEÄÄ: Verenkierron parantamiseksi tuki tulisi poistaa vähintään 10 minuutiksi kolme kertaa päivässä. Muovipakkaukset voivat olla vaarallisia. Tukehtumisvaaran välttämiseksi pidä ne lasten ja imeväisten ulottumattomissa.

PESUOHJE: Käsinpesu. Älä käytä valkaisuainetta. Kuivaa ripustettuna. Älä silitä. Älä käytä kemiallista pesua.

MATERIAALI: 75% neopreeni, 25% polyesteri.

Magyarország (Węgierski):

Vállrögzítő.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS: Vezesse át a pántot a csaton, és rögzítse a tépőzárát, mielőtt a rögzítőt a vállára helyezi. Ezután húzza keresztbe az ellentétes váll alatt lévő pántot, és rögzítse a tépőzárát a mellkas közepén. Állítsa be az összes pántot a kívánt pozícióba. Kerülje a túl szoros rögzítést, hogy elkerülje a kényelmetlenséget. Ezután állítsa be a vállon lévő nyomásbetétet úgy, hogy pontosan illeszkedjen az anatómiai görbületekhez. Ha lehetséges, győződjön meg róla, hogy a rögzítő által alátámasztott terület megfelelően megemelt és tehermentesített, hogy minimalizálja a további sérülések kockázatát. Javasolt 15 percenként ellenőrizni a vállat. Ha bőrpír, irritáció vagy kellemetlenség jelentkezik, azonnal távolítsa el a rögzítőt. Ha a vállfájdalom tartós, fontos, hogy megfelelő diagnózist kapjon orvostól a további lépések meghatározása érdekében.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a rögzítőt alvás közben, hőforrások közelében vagy edzés közben. Ne helyezzen további nyomást a rögzítőre. Biztosítsa a megfelelő szellőzést a rögzítő körül. Ha bőrszínváltozás jelentkezik, azonnal hagyja abba a használatot. Nem alkalmas gyermekek, idősek vagy azok számára, akik nem tudják önállóan használni a rögzítőt. Ne használja irritált vagy sérült bőrön. Ne használja a terméket bőrre felvitt krémekkel együtt, illetve reumás ízületi gyulladás, rossz vérkeringés, idegkárosodás, érzékelési zavarok, bőrbetegségek, érrendszeri betegségek (Raynaud-kór), cukorbetegség vagy terhesség esetén. Csak külső használatra. Ne használja a rögzítőt, ha allergiás a latexre. A termék természetes latexből készült gumit tartalmaz, amely allergiás bőrreakciókat okozhat.

FONTOS: A vérkeringés elősegítése érdekében a rögzítőt legalább napi háromszor 10 percig el kell távolítani. A műanyag csomagolás veszélyes lehet. A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa távol gyermekektől és csecsemőktől.

MOSÁSI ÚTMUTATÓ: Kézi mosás. Ne használjon fehérítőt. Szárítsa felakasztva. Ne vasalja. Ne tisztítsa vegyszerrel.

ANYAG: 75% neoprén, 25% poliészter.